



# 一步法SDS-PAGE免染凝胶制备试剂盒

Cat.NO.: ZD304G

## 产品组成:

试剂盒组成	ZD304G (125次)	货号规格
分离胶A液(2×)	250ml	ZD304G-8 可制备125块8%的mini胶 (0.75mm)
免染分离胶B液(2×)	250ml	
浓缩胶A液(2×)	80ml	ZD304G-10 可制备125块10%的mini胶 (0.75mm)
免染浓缩胶B液(2×)	80ml	ZD304G-12 可制备125块12%的mini胶 (0.75mm)
10%过硫酸铵	10ml	ZD304G-15 可制备125块15%的mini胶 (0.75mm)
红色染料	1ml	
说明书	一份	

## 产品简介:

本产品为一步法SDS-PAGE凝胶的预混配方; 制备的凝胶蛋白电泳后, 紫外光照射3-5min, 即可显色蛋白条带。产品只需要1:1添加后, 再加入催化剂---过硫酸铵, 且支持一步灌胶, 无需等待分离胶凝固再灌浓缩胶; 此浓缩胶可以添加染料, 使上样孔更清晰, 方便点样。制备的凝胶与传统Tris-甘氨酸电泳液完美兼容, 且电泳方法一致。

紫外照射下, 胶中的显色剂与蛋白作用, 形成在紫外光下发射蓝绿光的基团, 即紫外光下呈现蓝绿光的蛋白条带。此快速成像的功能非常方便wb等实验快速定量总蛋白内参, 且显色后可继续下游的wb实验, 有别于考马斯亮蓝染色后无法进行wb实验。需要紫外凝胶成像仪, 例如常用的核酸成像仪等。

## 储存条件:

4°C保存; 室温运输。

**10%过硫酸铵:** 加10ml 双蒸水配制为10%溶液。务必分装成0.5ml或一天内使用量的小管-20°C保存, 短期可暂时放4°C; 通常冻存状态下一年内有效。过硫酸铵粉末可以室温长期保持, 潮解会完全失活, 务必密封保存。

## 产品特点:

简单快速: 无需复杂配制, 只需要1:1添加即可; 一步灌胶, 无需等待分离胶凝固。

避免异味: 无需使用TEMED。

快速显色: 紫外照射几分钟后, 即可显色蛋白条带, 方便wb等实验快速定量总蛋白内参。

## 制作流程: (以一块 0.75/ 1.0/ 1.5 mm 的 mini 胶为例)

**A 准备:** 清洗并组装好制胶槽

### B 制备分离胶

1. 等体积混合: 取等体积 分离胶A液 和 分离胶B液, 即各 1.8/ 2.5/ 3.5 ml, 共3.6/5/7ml胶;
2. 加入聚合催化剂: 按1/100比例加入36/ 50/ 70  $\mu$ l 的 10%过硫酸铵溶液, 混匀;
3. 灌胶: 将混合溶液注入制胶玻璃板中。

注: 本试剂盒可以一步灌胶, 不用等待分离胶凝固, 紧接着灌浓缩胶即可。如要采用分步制胶亦可, 加入适量水或醇(如异丙醇、正丁醇等)覆盖于下层胶之上, 等待凝固;

### C 制备浓缩胶

1. 等体积混合: 取等体积 浓缩胶A液 和 浓缩胶B液 混匀, 即取两种溶液各 0.5/ 0.75/ 1 ml。
2. 浓缩胶添加染料(可选步骤): 加入2/3/4 $\mu$ l染料, 混匀。(此红色染料为小分子染料, 实验验证不会影响电泳和后续实验)

3. 加入聚合催化剂: 按1/100比例加入 10/ 15/ 20  $\mu$ l 的 10%过硫酸铵溶液, 混匀。  
注: 制备分离胶和浓缩时, 试剂A、B、10%过硫酸铵、红色染料一起加入, 再混匀亦可。
4. 灌胶: 从左到右缓慢注入制胶玻璃板中, 插入梳齿;  
注: 灌胶一定要轻缓, 避免上层胶冲入下层; 建议不要在一个位置加注浓缩胶, 避免不均匀。
5. 待胶凝固后, 拔去梳齿即可用于电泳。注意: 请尽量使用新鲜配制的电泳缓冲液。

### 凝胶电泳与紫外观察:

使用Tris-甘氨酸电泳液, 推荐电泳条件: 设定电压80V, 电泳约30分钟, 样品进入分离胶后, 调整电压至120V, 约1小时后, 样品电泳至凝胶底部, 停止电泳。

观察条带: 正常电泳结束后, 用双蒸水漂洗凝胶, 并尽快在紫外照胶仪中紫外照射1-10min, 一般5min即可达到最亮, 调整曝光时间2S, 采集图像。

紫外显色注意事项:

- ① 蛋白条带亮度和蛋白质氨基酸残基数量和类型有关, 故某些蛋白质亮度可能会比传统考马斯亮蓝染色亮度低, 属正常现象。
- ② 长时间紫外照射会产生大量能量, 导致凝胶边缘脱水干燥, 建议照胶时在凝胶附近滴一些双蒸水保持湿润。
- ③ 紫外照射前, 在双蒸水中浸泡, 务必不超过5min; 因胶中的染色剂为水溶性的, 会因长时间浸泡而稀释掉, 照射显色后可以长期浸泡。

### 常见问题及解决办法:

常见问题	可能的原因	建议解决办法
1、凝胶速度太快	过硫酸铵用量过多	客户可根据实际情况调整过硫酸铵用量
2、凝胶速度慢或不凝固	①过硫酸铵失效 ②凝胶过程中频繁晃动	①可增加过硫酸铵用量, 当增加过硫酸铵用量后, 凝胶时间仍超过30min, 建议更换过硫酸铵 ②凝胶过程中不要晃动凝胶模具
3、浓缩胶和分离胶界面不齐	①灌胶方法不对 ②凝胶模具具有轻微漏胶	①轻缓, 从左到右缓慢加注 ②制胶前检测模具是否漏水
4、胶凝固后高度变低	①凝胶模具底部漏胶 ②封边用的水或醇体积过多	①制胶前检测模具是否漏水 ②用0.5-1ml体积的水或醇封边, 勿多用
5、条带呈笑脸状	①胶中心部分凝固不完全 ②电泳电压过大	①延长凝固时间, 表面凝固不代表中间凝固 ②电泳电压一般推荐为80-120v
6、条带拖尾或有竖向纹理	样品溶解不完全, 有不溶颗粒 或样品中盐离子成分过多	上样前将样品离心, 或将蛋白透析后再电泳
7、蛋白有横向扩散	蛋白上样量过大	降低上样量